



Standaardinformatie

Artikelnummer	LCexv 4010-23
EAN nummer	9005382197172
Uitvoering	MediLine
Advies consumentenprijs	€ 2500,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Netto inhoud totaal	345 l
Bruto inhoud koeldeel	254 l
Netto inhoud koeldeel	240 l
Bruto inhoud vriesdeel	107 l
Netto inhoud vriesdeel	105 l
Energieverbruik per jaar	657 kWh
Energieverbruik per dag	1,8 kWh
Energiekosten per jaar	€ 138,-
Klimaatklasse	7
Koelmiddel	R600a

Afmetingen

Hoogte	2003 mm
Breedte	597 mm
Diepte (incl. wandafstand)	615 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1190 mm
Breedte bij 90° geopende deur	640 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1105 mm
Interieurbreedte	440 mm
Interieurdiepte	441 mm
Interieurhoogte vriesdeel in mm	597 mm
Interieurbreedte vriesdeel in mm	431 mm
Interieurdiepte vriesdeel	435 mm
Netto gewicht	87 kg
Bruto gewicht	92 kg
Hoogte verpakking	2055 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Overige kenmerken	
Deur zelfsluitend	JA°
Greep	Stanggreep
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Stelpoten in hoogte verstelbaar	2
Maximale fluctuatie koeldeel	3,9 °C
Maximale gradient koeldeel	4,0 °C
Aantal draagplateaus	5
Materiaal draagplateau	Glas
Draagvermogen plateau in kg	40 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	409 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	21 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	20 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	23 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	9
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Soort Design	HardLine
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde

Koelgedeelte	
Temperatuurbereik koelen	+3°C tot +16°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch

Vriesgedeelte	
Temperatuurbereik vriezen	-9°C tot -30°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	5,5 °C
Maximale gradient vriesdeel	7,9 °C
Aantal vriesladen	3
Aantal glasplateaus vriesdeel	2
Aantal draagplateaus	2
Max aantal manden	3
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	24 kg
Aantal laden met vakhoogte	2 x 156 mm
Aantal laden met vakhoogte	1 x 165 mm
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Vriessysteem	Statisch