



## LGPv 6527 MediLine

No  
Frost

### Standaardinformatie

Artikelnummer	LGPv 6527-40
EAN nummer	9005382213179
Uitvoering	MediLine
Advies consumentenprijs	€ 5000,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Netto inhoud totaal	464 l
Bruto inhoud vriesdeel	596 l
Netto inhoud vriesdeel	464 l
Energieverbruik per jaar	2019 kWh
Energieverbruik per dag	5,529 kWh
Energiekosten per jaar	€ 424,-
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R290
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Spanning	220-240 V ~

### Afmetingen

Hoogte	2160 mm
Breedte	700 mm
Diepte (incl. wandafstand)	830 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1472 mm
Breedte bij 90° geopende deur	702 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1550 mm
Interieurbreedte	533 mm
Interieurdiepte	650 mm
Netto gewicht	136 kg
Bruto gewicht	162 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	745 mm
Diepte verpakking	845 mm

# LIEBHERR

Overige kenmerken	
Deur zelfsluitend	JA°
Greep	Greeplijst
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Aantal draagplateaus	4
Materiaal draagplateau	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	650 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	3 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Soort Design	SwingLine-Design

Vriesgedeelte	
Temperatuurbereik vriezen	-9°C tot -35°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	3,6 °C
Maximale gradient vriesdeel	2,9 °C
Aantal draagplateaus	4
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Vriessysteem	NoFrost Pro
Dooiwaterafvoer	Ja