



Standaardinformatie

Artikelnummer	LGT 2325-42
EAN nummer	9005382201114
Uitvoering	MediLine
Advies consumentenprijs	€ 1600,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Netto inhoud totaal	201 l
Bruto inhoud vriesdeel	215 l
Netto inhoud vriesdeel	201 l
Energieverbruik per jaar	824 kWh
Energieverbruik per dag	2,256 kWh
Energiekosten per jaar	€ 173,-
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R290
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Spanning	220-240 V ~

Afmetingen

Hoogte	915 mm
Breedte	1138 mm
Diepte (incl. wandafstand)	740 mm
Interieurhoogte	630 mm
Interieurbreedte	889 mm
Interieurdiepte	410 mm
Capaciteit Cryohouders (h 604)	8
Capaciteit Cryohouders (h 222)	2
Capaciteit Cryo-boxen	96
Max hoogte Cryohouder	650 mm
Max hoogte Cryohouder boven compressor	375 mm
Netto gewicht	58 kg
Bruto gewicht	68 kg
Hoogte verpakking	1025 mm
Breedte verpakking	1212 mm
Diepte verpakking	802 mm

Overige kenmerken

Greep	Aluminium profielgreep
Slot	Ja
Materiaal interieur	Aluminium, wit gecoat
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja

Vriesgedeelte

Temperatuurbereik vriezen	-10°C tot -45°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	1,9 °C
Maximale gradient vriesdeel	4,7 °C
Max aantal manden	10
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Verlichting vriesdeel	LED verlichting
Vriessysteem	Statisch
Verwarmde wanden	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja