



### Standaardinformatie

Artikelnummer	LGT 4725-42
EAN nummer	9005382201152
Uitvoering	MediLine
Advies consumentenprijs	€ 1900,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Netto inhoud totaal	418 l
Bruto inhoud vriesdeel	441 l
Netto inhoud vriesdeel	418 l
Energieverbruik per jaar	1589 kWh
Energieverbruik per dag	4,352 kWh
Energiekosten per jaar	€ 334,-
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R290
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Spanning	220-240 V ~

### Afmetingen

Hoogte	915 mm
Breedte	1653 mm
Diepte (incl. wandafstand)	789 mm
Interieurhoogte	650 mm
Interieurbreedte	1445 mm
Interieurdiepte	500 mm
Capaciteit Cryohouders (h 604)	24
Capaciteit Cryohouders (h 222)	3
Capaciteit Cryo-boxen	276
Max hoogte Cryohouder	650 mm
Max hoogte Cryohouder boven compressor	380 mm
Netto gewicht	77 kg
Bruto gewicht	89 kg
Hoogte verpakking	1025 mm
Breedte verpakking	1727 mm
Diepte verpakking	851 mm

# LIEBHERR

**Overige kenmerken**

Greep	Aluminium profielgreep
Slot	Ja
Materiaal interieur	Aluminium, wit gecoat
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja

**Vriesgedeelte**

Temperatuurbereik vriezen	-10°C tot -45°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	1,8 °C
Maximale gradient vriesdeel	3,5 °C
Max aantal manden	16
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Verlichting vriesdeel	LED verlichting
Vriessysteem	Statisch
Verwarmde wanden	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja