


Standaardinformatie

Artikelnummer	LGUex 1500-23
EAN nummer	9005382193198
Uitvoering	MediLine
Advies consumentenprijs	€ 1250,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Netto inhoud totaal	129 l
Bruto inhoud vriesdeel	139 l
Netto inhoud vriesdeel	129 l
Energieverbruik per jaar	338 kWh
Energieverbruik per dag	0,926 kWh
Energiekosten per jaar	€ 71,-
Klimaatklasse	7
Koelmiddel	R600a
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Spanning	220-240 V ~

Afmetingen

Hoogte	820 mm
Breedte	597 mm
Diepte (incl. wandafstand)	615 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1172 mm
Breedte bij 90° geopende deur	640 mm
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	663 mm
Interieurbreedte	454 mm
Interieurdiepte	450 mm
Inbouwhoogte in mm	825(+45) mm
Inbouwbreedte in mm	605 mm
Inbouwdiepte minimaal in mm	620 mm
Netto gewicht	42 kg
Bruto gewicht	45 kg
Hoogte verpakking	875 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Overige kenmerken	
Deur zelfsluitend	JA°
Greep	Stanggreep
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Stelpoten in hoogte verstelbaar	2
Bruikbare diepte draagplateau in mm	450 mm
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Extra kenmerk 1	Vonkvrij interieur
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Soort Design	HardLine

Vriesgedeelte	
Temperatuurbereik vriezen	-9°C tot -26°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	3,3 °C
Maximale gradient vriesdeel	6,6 °C
Aantal vriesladen	3
Afmeting vrieslade in mm (h/b/d)	138 x 467 x 444 mm
Afmeting onderste vrieslade in mm (h/b/d)	175 x 467 x 285 mm
Aantal draagplateaus	4
Aantal manden	1
Max aantal manden	4
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	24 kg
Aantal laden met vakhoogte	149 mm
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Vriessysteem	Statisch