



Standaardinformatie

Artikelnummer	LGex 3410-23
EAN nummer	9005382197271
Uitvoering	MediLine
Advies consumentenprijs	€ 1850,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Netto inhoud totaal	284 l
Bruto inhoud vriesdeel	310 l
Netto inhoud vriesdeel	284 l
Energieverbruik per jaar	478 kWh
Energieverbruik per dag	1,309 kWh
Energiekosten per jaar	€ 100,-
Klimaatklasse	7
Koelmiddel	R600a
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Spanning	220-240 V ~

Afmetingen

Hoogte	1840 mm
Breedte	597 mm
Diepte (incl. wandafstand)	615 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1178 mm
Breedte bij 90° geopende deur	640 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1587 mm
Interieurbreedte	420 mm
Interieurdiepte	400 mm
Netto gewicht	86 kg
Bruto gewicht	91 kg
Hoogte verpakking	1897 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Overige kenmerken	
Deur zelfsluitend	JA°
Greep	Stanggreep
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Stelpoten in hoogte verstelbaar	2
Bruikbare diepte draagplateau in mm	400 mm
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Extra kenmerk 1	Vonkvrij interieur
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Soort Design	HardLine

Vriesgedeelte	
Temperatuurbereik vriezen	-9°C tot -30°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	4,2 °C
Maximale gradient vriesdeel	6,9 °C
Aantal vriesladen	8
Afmeting vrieslade in mm (h/b/d)	156 x 445 x 404 mm
Afmeting onderste vrieslade in mm (h/b/d)	165 x 445 x 257 mm
Aantal draagplateaus	8
Max aantal manden	8
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	24 kg
Aantal laden met vakhoogte	185 mm
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien
Vriessysteem	Statisch