


**No  
Frost**
**Standaardinformatie**

Artikelnummer	LGV 5010-40
EAN nummer	9005382197394
Uitvoering	MediLine
Advies consumentenprijs	€ 2550,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Netto inhoud totaal	337 l
Bruto inhoud vriesdeel	478 l
Netto inhoud vriesdeel	337 l
Energieverbruik per jaar	1245 kWh
Energieverbruik per dag	3,41 kWh
Energiekosten per jaar	€ 261,-
Klimaatklasse	7
Koelmiddel	R290
Lengte aansluitsnoer	240 cm
Spanning	220-240 V ~

**Afmetingen**

Hoogte	1844 mm
Breedte	747 mm
Diepte (incl. wandafstand)	750 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1437 mm
Breedte bij 90° geopende deur	806 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1224 mm
Interieurbreedte	602 mm
Interieurdiepte	520 mm
Netto gewicht	114 kg
Bruto gewicht	124 kg
Hoogte verpakking	1905 mm
Breedte verpakking	765 mm
Diepte verpakking	835 mm

# LIEBHERR

Overige kenmerken	
Deur zelfsluitend	JA°
Greep	Stanggreep
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Aantal draagplateaus	4
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	485 mm
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmpgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Soort Design	HardLine

Vriesgedeelte	
Temperatuurbereik vriezen	-9°C tot -35°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	4,9 °C
Maximale gradient vriesdeel	5,8 °C
Aantal vriesladen	10
Aantal draagplateaus	5
Aantal manden	2
Max aantal manden	2
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Vriessysteem	NoFrost Pro
Dooiwaterafvoer	Ja