



LKPv 1420 MediLine

Standaardinformatie	
Artikelnummer	LKPv 1420-42
EAN nummer	9005382196816
Uitvoering	MediLine
Advies consumentenprijs	€ 6000,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Netto inhoud totaal	1056 l
Bruto inhoud koeldeel	1361 l
Netto inhoud koeldeel	1056 l
Energieverbruik per jaar	714 kWh
Energieverbruik per dag	1,956 kWh
Energiekosten per jaar	€ 150,-
Klimaatklasse	5
Koelmiddel	R290
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Spanning	220-240 V ~

Afmetingen	
Hoogte	2160 mm
Breedte	1430 mm
Diepte (incl. wandafstand)	830 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1473 mm
Breedte bij 90° geopende deur	1434 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1550 mm
Interieurbreedte	1236 mm
Interieurdiepte	650 mm
Netto gewicht	199 kg
Bruto gewicht	254 kg
Hoogte verpakking	2215 mm
Breedte verpakking	1475 mm
Diepte verpakking	875 mm

LIEBHERR

Overige kenmerken	
Deur zelfsluitend	JA°
Greep	Greeplijst
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor
Maximale fluctuatie koeldeel	2,9 °C
Maximale gradient koeldeel	3,6 °C
Aantal draagplateaus	8
Materiaal draagplateau	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	640 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	38 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	26
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	3 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Deurscharniering	Rechts, Links
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Soort Design	SwingLine-Design
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde

Koelgedeelte	
Temperatuurbereik koelen	-2°C tot +16°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch