



Standaardinformatie

Artikelnummer	MKv 3910-22
EAN nummer	9005382197011
Uitvoering	MediLine
Advies consumentenprijs	€ 2100,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Netto inhoud totaal	280 l
Bruto inhoud koeldeel	361 l
Netto inhoud koeldeel	280 l
Energieverbruik per jaar	309 kWh
Energieverbruik per dag	0,846 kWh
Energiekosten per jaar	€ 65,-
Klimaatklasse	4
Koelmiddel	R600a
Lengte aansluitsnoer	280 cm
Spanning	220-240 V ~

Afmetingen

Hoogte	1840 mm
Breedte	600 mm
Diepte (incl. wandafstand)	615 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1180 mm
Breedte bij 90° geopende deur	640 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1635 mm
Interieurbreedte	440 mm
Interieurdiepte	435 mm
Netto gewicht	68 kg
Bruto gewicht	74 kg
Hoogte verpakking	1897 mm
Breedte verpakking	615 mm
Diepte verpakking	709 mm

Overige kenmerken	
Deur zelfsluitend	JA°
Greep	Stanggreep
Slot	Ja
Materiaal interieur	Kunststof wit
Stelpoten in hoogte verstelbaar	2
Maximale fluctuatie koeldeel	3,6 °C
Maximale gradient koeldeel	4,1 °C
Aantal draagplateaus	5
Materiaal draagplateau	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	45 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	420 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	28 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	23 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	25 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Veiligheidsthermostaat	Ja
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	12 uur
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 12 uur
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Soort Design	HardLine
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde

Koelgedeelte	
Temperatuurbereik koelen	+5°C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch