



LKPv 8420 MediLine

Algemeen	
Uitvoering	MediLine
Advies consumentenprijs	€ 4900,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	856 l
Bruto inhoud koeldeel	856 l
Energieverbruik per jaar	603 kWh
Energieverbruik per dag	1,65 kWh
Energiekosten per jaar	€ 139,-
Geluidsniveau	58 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Spanning	220-240 V ~
Frequentie	50 Hz

Afmetingen	
Hoogte	2160 mm
Breedte	790 mm
Diepte (incl. wandafstand)	980 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1712 mm
Breedte bij 90° geopende deur	792 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1550 mm
Interieurbreedte	620 mm
Interieurdiepte	850 mm
Netto gewicht	147 kg
Bruto gewicht	178 kg
Hoogte verpakking	2180 mm
Breedte verpakking	835 mm
Diepte verpakking	1025 mm

LIEBHERR

Overige	
Soort Design	SwingLine-Design
Deur zelfsluitend	JA°
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Aantal draagplateaus	4
Materiaal draagplateau	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	800 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	38 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja

Koelgedeelte	
Temperatuurbereik koelen	-2°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	1,8 °C
Maximale gradient koeldeel	2,1 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch