



No
Frost

Algemeen

Uitvoering	MediLine
Advies consumentenprijs	€ 5400,00
Opmerking prijs	exclusief BTW
Behuizing	Wit
Kleur deur	Wit
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	856 l
Bruto inhoud vriesdeel	856 l
Energieverbruik per jaar	1739 kWh
Energieverbruik per dag	4,762 kWh
Energiekosten per jaar	€ 400,-
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Spanning	220-240 V ~
Frequentie	50 Hz

Afmetingen

Hoogte	2160 mm
Breedte	790 mm
Diepte (incl. wandafstand)	980 mm
Diepte bij 90° geopende deur	1712 mm
Breedte bij 90° geopende deur	792 mm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	1550 mm
Interieurbreedte	620 mm
Interieurdiepte	850 mm
Netto gewicht	152 kg
Bruto gewicht	182 kg
Hoogte verpakking	2180 mm
Breedte verpakking	835 mm
Diepte verpakking	1025 mm

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Deur zelfsluitend	JA°
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Aantal draagplateaus	4
Materiaal draagplateau	Kunststof gecoat
Display	Digitaal temperatuurodisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Draagvermogen plateau in kg	60 kg
Bruikbare diepte draagplateau in mm	800 mm
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja

Vriesgedeelte

Vriessysteem	NoFrost Pro
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Temperatuurbereik vriezen	-9°C tot -35°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	5,7 °C
Maximale gradient vriesdeel	4,5 °C
Aantal draagplateaus	4
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm
Dooiwaterafvoer	Ja